



Notfallausrüstung – Empfehlung nach DIN 13232

Eine Notfallausrüstung sollte sich immer den gegebenen Bedingungen vor Ort anpassen. Aus Erfahrung empfiehlt es sich, die Zusammenstellung mit dem betreuenden Arzt der REHASPORT-Gruppen abzustimmen.

Die Empfehlung einer optimalen Notfallausrüstung setzt sich aus einer Kombination der u.g. Teilausrüstungen zusammen:

Teil A & B	Notfall - Ausrüstung für Erwachsene
Teil A & C	Notfall –Ausrüstung für Kinder
Teil A & B & C	Notfall – Ausrüstung für Erwachsene & Kinder

Anzahl			Bezeichnung	Ausführung
A	B	C		
Absaugung und Beatmung				
1			Absauggerät	
	1		Absaugkatheter	CH 18 (rot)
		1	Absaugkatheter	CH 16 (orange)
		1	Absaugkatheter	CH 14 (grün)
		1	Absaugkatheter	CH 12 (weiß)
		1	Baby - Schleimabsauger	
	1		Beatmungsbeutel	für Erwachsene
		1	Beatmungsbeutel	für Kinder
1			PEEP - Ventil	
1			Bakterienfilter für Beamtungsbeutel	
	2		Beatmungsmaske	in verschiedenen Größen
		3	Beatmungsmaske	für Schul-, Kleinkinder und Säuglinge
	2		Guedel - Tubus	in verschiedenen Größen
		3	Guedel - Tubus	für Schul-, Kleinkinder und Säuglinge
	1		Larynxmaske /-tubus	für Erwachsene
		2	Larynxmaske /-tubus	für Schul-, Kleinkinder und Säuglinge
Intubation				
1			Laryngoskopgriff	
	2	2	Spatel	in verschiedenen Größen
	1		Magillzange	für Erwachsene
		1	Magillzange	für Kinder
	1		Trachealtubus mit Cuff	8,0 mm
	1		Trachealtubus mit Cuff	7,0 mm
	1		Trachealtubus mit Cuff	6,0 mm
		1	Trachealtubus ohne Cuff	5,0 mm
		1	Trachealtubus ohne Cuff	4,5 mm
		1	Trachealtubus ohne Cuff	4,0 mm
		1	Trachealtubus ohne Cuff	3,0 mm
	1		Führungsstab	für Erwachsene
		1	Führungsstab	für Kinder



Anzahl			Bezeichnung	Ausführung
A	B	C		
Diagnostik				
1			Blutdruckmessgerät	
	1		Blutdruckmanschette	für Erwachsene
		1	Blutdruckmanschette	für Kinder
1			Stethoskop	
1			Diagnostikleuchte	
1			Reflexhammer	
5			Blutzucker - Teststreifen	Ggf. mit elektr. Blutzuckermessgerät
1			Fieberthermometer	
Infusion				
1			Hautdesinfektionsmittel	
	3	3	Venenverweilkanülen	verschiedene Größen
6			Fixierpflaster	
1			Intraossäres Punktionsgerät	für Erwachsene und Kinder
1			Infusionsgerät	
1			Venenstauer	
1			Vollelektrolytlösung	500 ml
1			Kolloidales Volumenersatzmittel	500 ml
Ge- und Verbrauchsmaterial				
1			Pinzette	14 cm
1			Nadelhalter	
1			Arterienklemme	
1			Einmal -Skalpell	
1			Universalschere / Kleiderschere	
6			Kompressen	10 x 10 cm
2			Fixierbinden	8 cm
2			Verbandpäckchen	mittel
1			Verbandtuch	60 x 80 cm
1			Verbandtuch	40 x 60 cm
8			Wundschnellverband	6 x 10 cm
1			Heftpflaster	1,5 x 5 cm
1			Rettungsdecke	
1			Händedesinfektionsmittel	mindestens 50 ml
2			OP - Handschuhe, Paar	
4			Einmalhandschuhe	groß
4			Einmalhandschuhe	mittel
2			FFP3 - Masken	
2			Spritzen	20 ml
5			Spritzen	10 ml
5			Spritzen	2 ml
10			Kanülen	Gr. 1 (gelb)
1			Kanülenabwurfbehälter	
1			Thoraxdrainage	CH 28